

5589-01/-02 医療・理化学洗淨剤 代替商品

(TOPNEWS 2019年9月号)



品名	医療・理化学洗淨剤
コード	5589-004
型式	アルカリ性 4682(4kg)
仕様	洗淨濃度:2~5%

標準価格(税別)

[商品説明]

無リン洗淨剤

タンパク質系汚れの除去

5589-05 医療・理化学洗淨剤

(TOPNEWS 2019年10月号)



品名	医療・理化学洗淨剤
コード	5589-005
型式	酸性 4680(4kg)
仕様	洗淨濃度:2~5%

標準価格(税別)

[商品説明]

無リン洗淨剤

水アカ・無機質スケール等の除去
ボトルをコンパクトに廃棄できます。

ファインクリーンLS後継品

5589-06 医療・理化学洗浄剤

(TOPNEWS 2019年10月号)



品名	医療・理化学洗浄剤
コード	5589-006
型式	中性 4681(4kg)
仕様	洗浄濃度:1~2%

標準価格(税別)

[商品説明]

無リン洗浄剤

精密測定器具等の洗浄

ボトルをコンパクトに廃棄できます。

中性タイプ

アルカリに弱い精密器具の洗浄に適しています。

3回以上すすぎをしてください。

ファインクリーン70後継品

5589-07 医療・理化学洗剤

(TOPNEWS 2019年10月号)



品名	医療・理化学洗剤
コード	5589-007
型式	塩素性 4683(4kg)
仕様	洗浄濃度:通常汚れ2~5%頑固な汚れ10~20%

標準価格(税別)

[商品説明]

無リン洗剤

検査器具等の除菌洗浄

ボトルをコンパクトに廃棄できます。