6896 ディスペットEX 代替商品

(TOPNEWS 2019年6月号)



品名 ディスペットEX II

共通仕様 精度:+-0.5% 再現性:≦0.1%

本体ねじ口:GL-45

付属アダプタサイズ: GL-28、GL-32、GL-38

コード	型式	仕様	
6896-007	00-DPX2-20	分注容量:0.2~2.0mL	目盛単位:0.05mL
6896-008	00-DPX2-50	分注容量:0.5~5.0mL	目盛単位:0.10mL
6896-009	00-DPX2-100	分注容量:1.0~10.0mL	目盛単位:0.2mL
6896-010	00-DPX2-250	分注容量:2.5~25.0mL	目盛単位:0.5mL
6896-011	00-DPX2-500	分注容量:5.0~50.0mL	目盛単位∶1mL
6896-012	00-DPX2-1000	分注容量:10.0~100.0mL	目盛単位∶2mL

標準価格(税別)

[商品説明]

各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています