

9052 分注器 バイオヒット 代替商品

(TOPNEWS 2018年2月号)



コード	型式	容量範囲
9052-030	Picus® 735021	0.2~10 μ L
9052-031	Picus® 735041	5~120 μ L
9052-032	Picus® 735061	10~300 μ L
9052-033	Picus® 735081	50~1000 μ L
9052-034	Picus® 735101	100~5000 μ L

標準価格(税別)

[商品説明]

オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)

9052 分注器 バイオヒット 代替商品

(TOPNEWS 2018年2月号)



コード	型式	容量範囲
9052-043	Picus® NxT LH-745021	0.2~10 μ L
9052-044	Picus® NxT LH-745041	5~120 μ L
9052-045	Picus® NxT LH-745061	10~300 μ L
9052-046	Picus® NxT LH-745081	50~1000 μ L
9052-047	Picus® NxT LH-745101	100~5000 μ L

標準価格(税別)

[商品説明]

電動式チップエジェクションを装備

連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能

ISO/IEC17025/ISO8655準拠の工場出荷時校正証明書を添付

9052 分注器 バイオヒット 代替商品

(TOPNEWS 2018年2月号)



コード	型式	チャンネル数	容量範囲
9052-035	Picus® 735321	8ch	0.2~10 μL
9052-036	Picus® 735341	8ch	5~120 μL
9052-037	Picus® 735361	8ch	10~300 μL
9052-038	Picus® 735391	8ch	50~1200 μL
9052-039	Picus® 735421	12ch	0.2~10 μL
9052-040	Picus® 735441	12ch	5~120 μL
9052-041	Picus® 735461	12ch	10~300 μL
9052-042	Picus® 735491	12ch	50~1200 μL

標準価格(税別)

[商品説明]

オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/
各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現

9052 分注器 バイオヒット 代替商品

(TOPNEWS 2018年2月号)



コード	型式	チャンネル数	容量範囲
9052-048	Picus® NxT LH-745321	8ch	0.2~10 μ L
9052-049	Picus® NxT LH-745341	8ch	5~120 μ L
9052-050	Picus® NxT LH-745361	8ch	10~300 μ L
9052-051	Picus® NxT LH-745391	8ch	50~1200 μ L
9052-052	Picus® NxT LH-745421	12ch	0.2~10 μ L
9052-053	Picus® NxT LH-745441	12ch	5~120 μ L
9052-054	Picus® NxT LH-745441	12ch	10~300 μ L
9052-055	Picus® NxT LH-745491	12ch	50~1200 μ L

標準価格(税別)

[商品説明]

電動式チップエジェクションを装備

連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能

ISO/IEC17025/ISO8655準拠の工場出荷時校正証明書を添付

9052-14 分注器 バイオヒット 代替商品

(TOPNEWS 2018年2月号)



品名	分注器(ザルトリウス)
コード	9052-056
型式	Picus®シングル充電スタンド730981
仕様	1台掛け充電スタンド Picus/eLINE用

標準価格(税別)