

## 9135 分注器(VITLAB®) 代替商品

(TOPNEWS 2018年5月号)



コード	型式	容量
9135-013	シンプルクス2 0.2~2.0	容量:シンプルクス2 0.2~2.00ml
9135-014	シンプルクス2 0.5~5.0	容量:シンプルクス2 0.50~5.00ml
9135-015	シンプルクス2 1.0~10.0	容量:シンプルクス2 1.00~10.00ml
9135-016	シンプルクス2 2.5~25.0	容量:シンプルクス2 2.50~25.00ml
9135-017	シンプルクス2 5.0~50.0	容量:シンプルクス2 5.00~50.00ml
9135-018	シンプルクス2 10.0~100.0	容量:シンプルクス2 10.00~100.00ml

標準価格(税別)

### [商品説明]

優れた分注精度、極小変動係数 校正機能付き

調整ダイヤルにより簡単に微量な容器設定が可能

各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ

360° 回転可能 オートクレーブ滅菌可能(121° C、2bar、15分以内)

シンプルクス2はバイパス機能なし

ボトルは付属しません

## 9135 分注器(VITLAB®) 代替商品

(TOPNEWS 2018年5月号)



コード	型式	容量
9135-019	ジーニアス2 0.2~2.0	容量:ジーニアス2 0.2~2.00ml
9135-020	ジーニアス2 0.5~5.0	容量:ジーニアス2 0.50~5.00ml
9135-021	ジーニアス2 1.0~10.0	容量:ジーニアス2 1.00~10.00ml
9135-022	ジーニアス2 2.5~25.0	容量:ジーニアス2 2.50~25.00ml
9135-023	ジーニアス2 5.0~50.0	容量:ジーニアス2 5.00~50.00ml
9135-024	ジーニアス2 10.0~100.0	容量:ジーニアス2 10.00~100.00ml

標準価格(税別)

### [商品説明]

優れた分注精度、極小変動係数 校正機能付き

調整ダイヤルにより簡単に微量な容器設定が可能

各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ

360° 回転可能 オートクレーブ滅菌可能(121° C、2bar、15分以内)

ジーニアス2は、バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。

ボトルは付属しません