TOP オリジナル キャンペーン É 弊社在庫限り

ハンナ インスツルメンツ製 HALO2 pHテスター 2機種に、pH10.01標準液2回分を<u>無償サービス</u>します。 同価格にて3点校正まで可能!!

≪対象機種≫

卓上型に匹敵するほどのラボ向けpHテスター

TOP Cat.No 15028-001 HANNA) HALO2 ワイヤレスpHテスター【ラボ(KCL)】HI 9810402 31,000 円 内部液がKClなので反応速度が速く、液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。



Ph:0.00~14.00pH (本体表示は-2.00~16.00まで)

mV:※Hanna Labアプリ使用時に可能

温度:-5.0~80.0°C

pH校正:自動で1点、2点、3点または5点校正

セット内容

本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、電極内部液(30mLボトル1本)日本語取扱説明書他

★キャンペーン期間中:pH10.01標準液各2回分を無償サービス

TOP Cat.No 15028-002 HANNA) HALO2 ワイヤレスpHテスター【ラボ(ゲル)】HI 9810412 31,000 円 4点校正まで可能なラボ向けpHテスター

内部液がゲルなのでサンプルへの影響を抑えます。また、液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。



Ph: 0.00~12.00pH(本体表示は-2.00~16.00まで)

mV:※Hanna Labアプリ使用時に可能

温度:-5.0~80.0℃

pH校正:自動で1点、2点、3点または4点校正

セット内容

本体 (pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、

電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他

★キャンペーン期間中:pH10.01標準液各2回分を無償サービス

この機会に是非お買い求めください!!



TOP ブランド ガラス商品製造販売 理化学研究器具機器 総 合 商 社 株式会社 相互理化学硝子製作所

URL http://www.topsrg.co.jp

本 社 TEL 075-313-9181 FAX 075-313-9186 大阪営業所 TEL 06-6352-5531 FAX 06-6352-7414