

## 7001-29 パッケージ 代替商品

(TOPNEWS 2019年9月号)



品名	パッケージ
コード	7001-060
型式	WAK-CN-2

仕様 測定項目: 遊離シアン  
測定目盛: 0.02以下、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L  
測定回数(回): 40

標準価格(税別)

### [商品説明]

工場排水や環境水をはじめ、いろいろな検水中の遊離シアン(シアン化物イオン)と塩化シアンを簡単な操作で測定することができます。

## 7001-52 パックテスト 代替商品

(TOPNEWS 2019年9月号)



品名           パックテスト  
コード         7001-057  
型式           WAK-NH4(C)-4 アンモニウム排水

仕様           測定項目:アンモニウム(排水)/アンモニウム態窒素(排水)  
測定目盛:<アンモニウムイオン> 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L<アンモニウム態窒素> 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L  
測定回数:50

標準価格(税別)

### [商品説明]

工場排水・浄化槽等、検水中のアンモニウムイオン及びアンモニウム態窒素を容易に測定できます。

# 7001-53 パッケージ代替商品

(TOPNEWS 2019年9月号)



品名            パッケージ  
コード          7001-058  
型式            WAK-NH4-4 アンモニウム

仕様            測定項目:アンモニウム/アンモニウム態窒素  
測定目盛:<アンモニウムイオン> 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L<アンモニウム  
態窒素> 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L  
測定回数:50

標準価格(税別)

## [商品説明]

工場排水・浄化槽等、検水中のアンモニウムイオン及びアンモニウム態窒素を容易に測定  
できます。

## 7001-56 パックテスト 代替商品

(TOPNEWS 2019年10月号)



品名	パックテスト
コード	7001-059
型式	KR-NH4-4(徳用セット)アンモニウム/態

仕様 測定項目:アンモニウムアンモニウム態窒素  
測定目盛:【アンモニウムイオン】0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L  
【アンモニウム態窒素】0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L  
測定回数:150

標準価格(税別)

### [商品説明]

河川水、地下水、飲料水等の共存物質が少ない検水のアンモニウムイオン( $\text{NH}_4^+$ )を測定することができます。

付属の標準色には、アンモニウムイオン、アンモニウム態窒素が別々に印刷されています。

測定する目的にあわせて、使い分けることができます。