

■ 本体仕様・価格

コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	目盛単位(μL)	希望小売価格
00-NLT-2	デジタル 可変式	0.1~2	0.002	34,000円
00-NLT-10		0.5~10	0.01	
00-NLT-20		2~20	0.02	
00-NLT-100		10~100	0.1	31,000円
00-NLT-200		20~200	0.2	
00-NLT-1000		100~1000	1	

コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	目盛単位(μL)	希望小売価格
00-NPP-2	デジタル 可変式	0.1~2	0.002	33,000円
00-NPP-10		0.5~10	0.01	
00-NPP-20		2~20	0.02	
00-NPP-100		10~100	0.1	30,000円
00-NPP-200		20~200	0.2	
00-NPP-1000		100~1000	1	35,000円
00-NPP-5000		1000~5000	10	
00-NPP-10000		1000~10000	10	
00-NPP-10000		1000~10000	10	

■ チップ/ラックチップ(オートクレーブ可能)

コード	パッケージ	容量範囲(μL)	カラー	入数	適合ピペット	希望小売価格	コード	パッケージ	容量範囲(μL)	カラー	入数	適合ピペット	希望小売価格
00-BMT2-UT	バルク	0.1~10	クリア	1,000本	NLT-2	9,000円	00-BMT2-LG	バルク	100~1000	クリア	1,000本	NLT-1000	8,500円
00-BMT2-UTWR	ラックチップ			96本x10ラック	NPP-2	13,000円	00-BMT2-LGR	ラックチップ			96本x10ラック	NPP-1000	11,000円
00-BMT2-UTWRB	滅菌済みラックチップ					16,000円	00-BMT2-LGRB	滅菌済みラックチップ					16,000円
00-BMT2-SS	バルク	0.5~10		1,000本	NLT-10	9,000円	00-BMT2-X	バルク	1000~5000		200本	NPP-5000	7,500円
00-BMT2-SSR	ラックチップ			96本x10ラック	NPP-10	11,000円	00-BMT2-XR	ラックチップ			50本x2ラック	NPP-5000	7,500円
00-BMT2-SSRB	滅菌済みラックチップ					14,000円	00-BMT2-XRB	滅菌済みラックチップ					12,500円
00-BMT2-SSRB	滅菌済みラックチップ	2~200		1,000本	NLT-20,100,200	8,500円	00-BMT2-Z	バルク	1000~10000		200本	NPP-10000	8,500円
00-BMT2-SG	バルク			96本x10ラック	NPP-20,100,200	11,000円	00-BMT2-ZR	ラックチップ			40本x2ラック	NPP-10000	8,500円
00-BMT2-SGR	ラックチップ					14,000円	00-BMT2-ZRB	滅菌済みラックチップ					13,500円

■ 精度・再現性

コード	測定容量(μL)	精度(%)	再現性(%)	コード	測定容量(μL)	精度(%)	再現性(%)
00-NLT-2	0.2	±12.0 ^{※1}	≤6.0 ^{※1}	00-NLT-200	20	±1.0	≤0.5
00-NPP-2	1	±5.0	±2.5	00-NPP-200	100	±0.8	±0.3
	2	±3.0	±1.0		200	±0.8	±0.2
00-NLT-10	1	±4.0	±3.0	00-NLT-1000	100	±1.0	±0.5
00-NPP-10	5	±1.0	±1.0	00-NPP-1000	500	±0.8	±0.3
	10	±1.0	±0.5		1000	±0.7	±0.2
00-NLT-20	2	±5.0	±3.0	00-NPP-5000	1000	±1.0	±0.3
00-NPP-20	10	±1.0	±1.0		2500	±0.8	±0.3
	20	±1.0	±0.4		5000	±0.6	±0.2
00-NLT-100	10	±2.0	±1.0	00-NPP-10000	1000	±2.0	±0.4
00-NPP-100	50	±1.0	±0.3		5000	±0.8	±0.3
	100	±0.8	±0.3		10000	±0.4	±0.2

※1 NLT-2, NPP-2での0.2μL以下での精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。※それぞれの精度・再現性は適合チップの欄に記載しております適合チップを使用して測定した場合の値になります。


■ アクセサリー

 <p>チューブオープナー コード:00-NTO-001 入数:3個 希望小売価格:1,500円</p>	 <p>スタンド コード:00-MLT-STD2 (ABS) 収納本数:6本 希望小売価格:6,000円</p>	 <p>スタンド コード:00-BM-STD (アクリル樹脂) 収納本数:6本 希望小売価格:10,000円</p>	 <p>スタンド コード:00-NLE-STD (ABS) 収納本数:1本 希望小売価格:1,000円</p>
--	---	---	---

■ Nichipet Premium S-PAC

 <p>Nichipet Premium (3本) ラックチップ (3/4個) チューブオープナー (3個入)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>製品名</th> <th>商品コード</th> <th>パッケージ</th> <th>希望小売価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nichipet Premium S-PAC A</td> <td>00-SP-AP</td> <td>NPP-10, NPP-100, NPP-1000 BMT2-SSR (0.5~10μL), BMT2-SGR (2~200μL), BMT2-LGR (100~1000μL), チューブオープナー</td> <td>87,000円</td> </tr> <tr> <td>Nichipet Premium S-PAC B</td> <td>00-SP-BP</td> <td>NPP-20, NPP-200, NPP-1000 BMT2-SGR (2~200μL) x2, BMT2-LGR (100~1000μL), チューブオープナー</td> <td>85,000円</td> </tr> <tr> <td>Nichipet Premium S-PAC H</td> <td>00-SP-HP</td> <td>NPP-2, NPP-10, NPP-100 BMT2-UTWR (0.1~10μL) x2, BMT2-SSR (0.5~10μL), BMT2-SGR (2~200μL), チューブオープナー</td> <td>90,000円</td> </tr> </tbody> </table>	製品名	商品コード	パッケージ	希望小売価格	Nichipet Premium S-PAC A	00-SP-AP	NPP-10, NPP-100, NPP-1000 BMT2-SSR (0.5~10μL), BMT2-SGR (2~200μL), BMT2-LGR (100~1000μL), チューブオープナー	87,000円	Nichipet Premium S-PAC B	00-SP-BP	NPP-20, NPP-200, NPP-1000 BMT2-SGR (2~200μL) x2, BMT2-LGR (100~1000μL), チューブオープナー	85,000円	Nichipet Premium S-PAC H	00-SP-HP	NPP-2, NPP-10, NPP-100 BMT2-UTWR (0.1~10μL) x2, BMT2-SSR (0.5~10μL), BMT2-SGR (2~200μL), チューブオープナー	90,000円
製品名	商品コード	パッケージ	希望小売価格														
Nichipet Premium S-PAC A	00-SP-AP	NPP-10, NPP-100, NPP-1000 BMT2-SSR (0.5~10μL), BMT2-SGR (2~200μL), BMT2-LGR (100~1000μL), チューブオープナー	87,000円														
Nichipet Premium S-PAC B	00-SP-BP	NPP-20, NPP-200, NPP-1000 BMT2-SGR (2~200μL) x2, BMT2-LGR (100~1000μL), チューブオープナー	85,000円														
Nichipet Premium S-PAC H	00-SP-HP	NPP-2, NPP-10, NPP-100 BMT2-UTWR (0.1~10μL) x2, BMT2-SSR (0.5~10μL), BMT2-SGR (2~200μL), チューブオープナー	90,000円														

※分解図・部品一覧については弊社HPをご覧ください。



■本カタログに掲載の製品仕様は、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

株式会社 **ニチリョー**

越谷本社工場 〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760-1
TEL 048-989-1301 FAX 048-989-1333
東京営業本部 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-10-1 サクラビル3F
TEL 03-6273-7651 FAX 03-6273-7944
大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館10F
TEL 06-6391-1057 FAX 06-6391-1058
浦和事業所 〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷5-5-11
TEL 048-793-7071 FAX 048-837-5581
九州サービスセンター 〒813-0034 福岡県福岡市東区多ノ津4-14-20
TEL 092-629-8164 FAX 092-622-0166

☎ 0120-66-9199
E-mail: info@nichiryu.co.jp
URL: www.nichiryu.co.jp



NICHIPET PREMIUM series

Nichipet Premium

Nichipet Premium LT



壊れない、変わらない、疲れしない。
ニチペットプレミアムに軽量モデルLT登場。

5年間保証

ニチリョーの先進技術の結集により誕生した、 ニチペットモデルの進化形「ニチペットプレミアム」。

新開発メカニズムを搭載し、耐摩耗性や耐衝撃性など、ピペットに求められる耐久性を追求。
内部構造・ボディに高強度素材を採用することにより、ピペットの堅牢性を高め、
ラボ環境での長寿命化を可能にしました。

NEW

Nichipet Premium LT

「疲れない」が新たな進化。
ニチペットプレミアムに軽量モデルLT登場。



Nichipet Premium

壊れない、変わらない、疲れない。
ニチペットシリーズこだわりのスタンダードモデル。

日本製 UV 滅菌 121°C 55分 5年間保証

5年間保証対象は商品お買い上げ時に封入されている保証書で登録した方のみとなります。



ガラス製のカウンター窓

UV照射により曇りやすいカウンター窓もガラス製のため劣化せず、クリーンベンチ内での長期保管が可能。容量表示の視認性も向上。




ロック機能

高強度素材と機構の強化設計により、へたりや容量ずれが起こらない設定容量ロックメカニズムを実現。ロック解除で容量設定もスムーズ。



プランジャ

錆びないセラミックプランジャを採用。
(100 μ L以上の機種対応)



ノズル

・チップ着脱時の摩擦に強い高耐久ノズル採用。
(2 μ L~1000 μ L機種対応)



ボディ

- ・落下耐久性に優れた材質を採用。
- ・耐薬品性に優れた堅牢ボディ。
- ・本体丸ごとオートクレーブ滅菌可能。



ハイパープロシステム

吐出性能が格段に向上。
数 μ L吸引時のチップ内液残りを解消。
(2, 10 μ L機種対応)

Nichipet Premium の特長

- ・約60万回^{*}のピペッティングが可能なシールリングを搭載。
ノングリスだからメンテナンスも簡単。(2 μ L~1000 μ L機種対応)
*使用環境や動作状況により変わる場合がございます。※弊社の実験により検証いたしました。
- ・本体への吸い込みをやわらげるノズルフィルターを採用。(1000 μ L~10000 μ L機種対応)
- ・ノングリスのため、連続オートクレーブ処理が可能。



Nichipet Premium LT の特長

ニチペットプレミアムの耐久性を維持したまま、
ストローク荷重が最大70%軽減。



デザイン上の留意点

距離を短縮し、親指の負担を低減。
距離を短縮し、動作移行をスムーズに。

